

WARTNER®

Tyúkszem-eltávolító stift (4ml)

Tyúkszem kezelésére



A WARTNER TYÚKSZEMELTÁVOLÍTÓ STIFT MEGFELELŐ HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN FIGYELEMSEN OL-VASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

A. Mi a Wartner® tyúkszem-eltávolító stift és mire használható?

A Wartner tyúkszem-eltávolító stift a megvastagodott bőr, illetve olyan bőrelváltozások, mint tyúkszem, továbbá súlyos vagy folyamatos, a bőrre tartósan háraló nyomás (pl. túl szűk cipő viselése) hatására kialakult bőrkeményedés kezelésére szolgáló orvostechnikai eszköz. A folyamatos dörzsölődés a bőrszövet felhalmozódását eredményezi, amely megvastagodott és fájdalmas elváltozásokhoz vezet. A toll formájú applikátor nagy koncentrációjú tyúkszem-eltávolító gélt tartalmaz. A gél elősegíti a bőrszövet megújulását, amely a bőr lehámlásához vezet. Ezek után új, egészséges bőr képződik, a megvastagodott bőr/tyúkszem pedig eltűnik.

B. Mit kell tudni a Wartner Tyúkszem eltávolító stift használatának megkezdése előtt?

Kölcsönhatása gyógyszerekkel nem ismert. A tyúkszem-eltávolító stift használatával összefüggő ellenjavallatok nem ismertek. Ne használja más tyúkszem elleni kezeléssel együtt. Terhesség, illetve szoptatás esetén konzultáljon kezelőorvosával a kezelés megkezdése előtt.

4 év alatti gyermek esetében ne használja. Cukorbetegség esetén a használatról az orvos dönt.

C. Használati útmutató

A legelső használat előtt a stift végét többször is el kell tekerni az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a stift fej feltöltődjön géllal. Az első gélcsepp megjelenéséig több csavarás is szükséges lehet. Minden további használatkor egyet tekerjen a stift végén, majd a megjelenő gélt óvatosan vigye fel a kezelendő területre. Amennyiben túl sok gélt nyert ki egyszerre, és/vagy a készítmény érintkezésbe került az egészséges bőrrel, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal, majd óvatosan ismételje meg a műveletet megfelelő mennyiségű géllal.

D. Figyelmeztetések

- A triklórecetsav (TCA) erősen maró hatású sav, ezért mindig pontosan a kezelendő területre vigye fel, a környező egészséges bőrrel ne érintkezzen. Amennyiben mégis érintkezik, bizonyos fokú bőrkárosodás felléphet, ezért KÜLÖNÖS KÖRÜLTEKINTÉSSEL alkalmazza a TCA gélt.
- Kizárólag külső használatra.
- A gél a környező egészséges bőrrel ne érintkezzen.

Amennyiben ez mégis megtörténik, mossa le bő vízzel és szappannal.

- A Wartner® Tyúkszem-eltávolító géllal ne érintkezzen ruhaneművel, ékszerrel, szövettel vagy bútortal, mert károsíthatja azokat.
- Amennyiben a kezelt terület irritálttá, pirossá vagy fájdalmassá válik, mossa le bő vízzel és szappannal, majd keresse fel kezelőorvosát.
- A használati útmutatóban leírtak be nem tartása esetén a termék használata bőrirritációhoz, fájdalomhoz és égő érzéshez vezethet.
- Ne használja irritált, fertőzött, kipirosodott vagy gyulladt (viszkető vagy duzzadt) bőrfelületen.
- Az előírtnál nagyobb mennyiségű géllal használata irritációt okozhat.
- Ha a tyúkszem a 4 kezelési periódus után sem tűnik el, forduljon orvosához.
- Amennyiben nem biztos abban, hogy pontosan milyen jellegű a panasz, keresse fel kezelőorvosát.

E. Fontos információk

- Fontos, hogy pontosan kövesse a használati útmutatóban leírtakat, mivel a géllal való túladagolása égő érzést, fájdalmat, enyhe elfekélyesedést, és a környező bőr átmeneti elszíneződését okozhatja.
- A géllal használata után a bőr átmenetileg kifehéredhet.
- A kezelt bőrfelületet óvja az UV-sugárzástól és a közvetlen napfénytől.

F. Tárolás

Tárolás száraz, sötét, szobahőmérsékletű (15-25°C) helyen. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Használat után a stift kupakját jól zárja vissza. A kezelés befejeztével alaposan tisztítsa meg a stift fejtét egy zsebkendővel.

Összetevő

Trichloroacetic acid



medical brands

Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, NL
Forgalmazó: Omega Pharma Hungary Kft.
1024 Budapest, Ady E. u. 19.
Magyarország
További információ: www.wartner.hu



A használati útmutató utolsó módosításának dátuma: 2012. szeptember

EGYSZERŰ HASZNÁLAT 4 LÉPÉSBEN



A kezelés előtt

Először áztassa a lábát langyos vízbe 5 percig, majd óvatosan dörzsölje le a tyúkszemet / bőrkeményedést egy reszelővel. Szárítsa meg a lábát teljesen, mielőtt a gélt felvinné. Ne alkalmazza a terméket, ha a lábán vérző seb vagy bőrbepedés van. A termékdoboz a reszelőt nem tartalmazza.



1. LÉPÉS

Tartsa a stiftet függőlegesen, az ecsetfejjel lefelé, majd lassan tekerje el a stift végét az óramutató járásával megegyező irányba a gél kinyeréséhez.



2. LÉPÉS

Várjon 3-5 másodpercet, amíg a gél lejut az ecsetfejbe.



3. LÉPÉS

Óvatosan vigye fel a gélt pontosan a tyúkszemre/bőrkeményedésre (a gél ne érintkezzen a környező egészséges bőrrel). A kezelendő terület méretétől függően nagyobb mennyiségű gél is szükséges lehet.



4. LÉPÉS

Hagyja a gélt megszáradni 10-15 percig, mielőtt ruhaneműt vagy cipőt húzna rá. Ismételje naponta egyszer 4 napon keresztül.

Az érintett területen lévő bőr a négynapos kezelés után következő négy nap folyamán lehámlik. A lehámló bőrt langyos víz alatt óvatosan eltávolíthatja. A teljes, nyolcnapos kezelés után új, egészséges bőrréteg kezd képződni. Szükség esetén a kezelés négyszer ismételhető. A kezelés végeztével a stift fejét alaposan tisztítsuk meg egy zsebkeendővel.

CE 0086