

WARTNER®

Szemölcseltávolító stift (1.5 ml)

Kizárólag kézen és lábon lévő szemölcs eltávolítására.

⚠ A WARTNER® SZEMÖLCSÉLTÁVOLÍTÓ STIFT NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A stiftben lévő gél igen nagy koncentrációjú, ezért cseppenként vonja be vele a szemölcs teljes felszínét, vékony rétegben. Kerülje az érintkezést a szemölcs körül lévő egészséges bőrfelülettel. Amennyiben ez mégis megtörténik, bő vízzel és szappannal mossa le az egészséges bőrfelületet.

A. A szemölcsökről bővebben

A szemölcsök jóindulatú bőrképződmények, amiket a humán papilloma vírus (HPV) okoz. A szemölcsöknek különböző típusai vannak, amelyek közül a leggyakoribbat közönséges szemölcsnek nevezik. Ezek véreikkel ellátott kötőszövetes magból és az azt fedő külső hámszövetből állnak.

A kézen lévő közönséges szemölcsöt a felületének érdes, "karfiolszerű" kinézetéről lehet felismerni. A lábon lévő közönséges szemölcs hasonló a kézen lévő közönséges szemölcshöz azzal a különbséggel, hogy a talpon vagy a lábujjak talpi felszínén jelenik meg, laposabb és gyakran okoz fájdalmat járás során. A közönséges szemölcsök az átlagnépesség 7-10 %-át érintik. Igen fertőzőek és gyakrabban jelennek meg olyan esetben, ha a szervezet védekezőrendszere gyenge. A szemölcsök egyik emberről a másikra vagy egyik testrésztől a másikra terjedhetnek a fertőzött területtel való közvetlen érintkezés során. A szemölcsök több mint 50 %-a az első két évben kezelés nélkül eltűnik. Mégis sokan döntenek inkább a kezelés mellett, mivel ezek a bőrelváltozások esztétikai problémát okoznak, a lábon lévő szemölcs pedig fájdalommal is jár.

A szemölcsök kezelésének hagyományosan két módja van. Az első a savkészítményekkel történő kezelés, amelyeket közvetlenül a szemölcsön kell alkalmazni; a második az eltávolítás lézeres kezeléssel, égetéssel vagy ún. krioterápiával (folyékony nitrogénnel való fagyasztás).

A Wartner® Szemölcseltávolító stift egy új, nagy koncentrációjú gélt tartalmazó hatékony és egyszerűen alkalmazható otthoni kezelés a szemölcsök eltávolítására.

B. Mi a Wartner® Szemölcseltávolító stift és mire használható?

A Wartner® Szemölcseltávolító stift a kézen és lábon lévő közönséges szemölcsök (verruca vulgaris és verruca plantaris) kezelésére szolgáló orvostechikai eszköz. A toll formájú applikátor egy új, nagy koncentrációjú szemölcseltávolító gélt tartalmaz. A triklórecetsav tartalmú gél helyileg kifejett kémiai erakidáló hatása révén távolítja el a szemölcsöket. A gél lehámlasztja a szemölcs túlbujrázott felső szöveteit és elpusztítja az azt okozó vírust. A szemölcs eltávolítása után a bőr regenerálódik.

C. Mikor NE használja a Wartner® Szemölcseltávolító stiftet?

- NE használja kézen és lábon kívüli területeken
- NE használja érzékeny bőrön, arcon és a nemi szerveken
- NE használja más szemölcs elleni kezeléssel egyidőben
- NE használja bőrfüggeléken, anyajegyen, sötét májfoltan, illetve bőrhámlasztás céljából, szepőlőkre, uszodaszemölcsre (mollusca contagiosa), szemborhás szemölcsre (verruca seborrhoeica)
- NE használja 4 év alatti gyermekeken
- amennyiben terhes, szoptat, cukorbeteg, ha egyéb bőrbetegségei vannak, illetve ha nem biztos abban, hogy szemölcsse van, használat előtt konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

D. Használati útmutató

A legelső használat előtt a stift végét többször is meg kell tekerni az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az átlátszó ecsetfej feltöltődjön géllal. Az első gélcsepp megjelenéséig több csavarás is szükséges lehet. Minden további használatkor lassan tekerje addig a stift végét, amíg egy csepp képződik, majd a megjelenő gélt óvatosan vigye fel a szemölcsre. Amennyiben véletlenül túl sok gélt nyert ki egyszerre, és/vagy a felesleg érintkezésbe került az egészséges bőrrel, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal az egész érintett bőrfelületet, majd óvatosan ismétlje meg a műveletet megfelelő mennyiségű géllal.

E. Várt eredmények

A kezelés előtt



A közönséges szemölcs véreikkel ellátott kötőszövetes magból és az azt fedő külső hámszövetből áll.

A kezelés alatt



A szemölcs felső bőrrétege hámlani kezd. A szemölcs alatt lévő megalvadott vér miatt a szemölcs alatti bőr megvastagodhat és sötétre/barnára színeződhet. A bőr tovább hámlik. Ez a triklórecetsavas gél által okozott szövetszételési folyamat természetes velejárója, és a sikeres szemölcseltávolítás jele. A kezelés ezen fázisa néhány hétig is eltarthat.

A kezelés után



A szemölcs eltűnik, a régi bőrrétegek helyét folyamatosan képződő új, egészséges bőr veszi át. Az érintett bőrfelület teljes gyógyulásáig több hét is eltelhet.

F. Biztonsági figyelmeztetések

- A triklórecetsav erősen maró hatású sav. Kizárólag és közvetlenül a szemölcsre vigye fel, a környező egészséges bőrrel ne érintkezzen. Amennyiben mégis érintkezik, bizonyos fokú bőrkárosodás felléphet, ezért FOKOZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGGAL alkalmazza a triklórecetsavat a szemölcsök kezelésekor, főleg gyermekek esetében, mivel az ő bőrük nagyon érzékeny.
- A szemölcs körüli egészséges bőrt annak védelme érdekében ajánlott a kezelés előtt zsíros kenőccsel bekenni.
- Kizárólag külső használatra.
- Amennyiben túl sok gélt cseppentett ki egyszerre, és/vagy a felesleg érintkezésbe került az egészséges bőrrel, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal az egész bőrfelületet, majd óvatosan ismétlje meg a műveletet a megfelelő mennyiségű géllal.
- A Wartner Szemölcseltávolító gél ne érintkezzen ruhaneművel, ékszerrel, szöveffel vagy bútorttal, mert károsíthatja őket.
- Amennyiben a kezelt terület gyulladt, pirossá vagy fájdalmassá válik, tisztítsa meg bő vízzel és szappannal, és keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészt.
- A használati útmutatóban leírtak be nem tartása esetén a termék használata bőrirritációhoz, fájdalomhoz és égő érzéshez vezethet.
- Amennyiben egy vagy több kezelés után bőrpírt vagy irritációt tapasztal, ne folytassa a kezelést.
- Az előírtnál nagyobb mennyiségű gél használata irritációt okozhat.
- Ne használja irritált, fertőzött, kipirosodott vagy gyulladás tüneteit mutató (viszkető és duzzadt) bőrfelületen.
- Fokozott óvatossággal használja vékony vagy száraz bőrön.
- Gyermekeken lévő szemölcs kezelése csak szülői felügyelet mellett végezhető.
- Ha a szemölcs a 4 kezelési periódus után sem tűnik el, forduljon orvoshoz.
- Amennyiben nem biztos abban, hogy a bőrtünete szemölcs, keresse fel kezelőorvosát.
- Egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatás nem ismert. A Wartner Szemölcseltávolító stift használatának nincs ismert mellékhatása.
- Higiéniai okokból egy stiftet csak egy személy használjon. Több személy ne használja újra és amennyiben több szemölcsöt is kezelt egy stifttel, a lejáratú időn belül is kidobhatja a terméket.

G. Figyelmeztetések

- Fontos, hogy pontosan kövesse a használati útmutatóban leírtakat, mivel a gél túladagolása égő érzést, fájdalmat, enyhe fekélyesedést és a környező bőr elszíneződését okozhatja.
- A gél használata után a bőr átmenetileg elszíneződhet (sötétebbé válhat).
- A kezelt bőrfelület óvja az UV-sugárzástól és a napfénytől, mivel az a bőr hiper- vagy hipopigmentációját okozhatja

H. Tárolás

Tárolja biztonságos, száraz és sötét helyen szobahőmérsékleten (15-25°C). Gyermekektől elzárva tartandó. Használat után a stift kupakját szorosan zárja vissza. A kezelés befejeztével, mielőtt elrakja, gondosan tisztítsa meg a stift fejét egy zsebkezdővel.

Hatóanyag

Triklórecetsav

Medical Brands Trading
Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, NL
Forgalmazó: Omega Pharma Hungary Kft.,
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.,
Magyarország
További információ: www.wartner.hu



A használati útmutató utolsó módosításának dátuma: 2014 május.

Egyszerű használat 4 lépésben

1. lépés

Tartsa a stiftet függőlegesen, az átlátszó ecsetfejjel lefelé. Lassan tekerje el a stift végét az óramutató járásával megegyező irányba. Első használatnál óvatosan tekerje el a stift végét az óramutató járásával megegyező irányba, egészen addig, amíg a gél le nem jut az ecsetfejbe. Több elfordításra is szükség lehet, amíg az első csepp megjelenik.



2. lépés

Várjon, amíg a gél lejut az ecsetfejbe és az első csepp látható lesz.



3. lépés

Óvatosan vigye fel a gélcseppet pontosan a szemölcsre (a gél ne érintkezzen a környező egészséges bőrrel!). Győződjön meg róla, hogy a gél vékony rétegben befedi a szemölcs teljes felszínét. A szemölcs méretétől függően egy vagy több csepp gélre lehet szükség.



4. lépés

Hagyja a gélt megszáradni 10-15 percig, mielőtt ruhaneműt vagy cipőt húzna rá. Ismétlje meg a kezelést naponta kétszer 4 napon keresztül.



Az érintett területen lévő bőr a négynapos kezelés után következő négy nap folyamán lehámlik. A lehámló bőrt langyos víz alatt óvatosan eltávolíthatja. A kezelés után új, egészséges (szemölcsmentes) bőr képződik. Amennyiben a szemölcs nem tűnik el teljesen, 4 nap kihagyás után ismétlje meg a kezelést. A teljes kezelési periódus összesen négyyszer ismételhető.

A szemölcs már a kezelés első hete után eltűnhet. A kezelés első pár napja után a szemölcs felszíne elszíneződhet. Ez a kezelési folyamat természetes velejárója. Az érintett bőrfelület teljes gyógyulásáig több hét is eltelhet.

Ha a szemölcs kis méretű (gombostűfejnyi), naponta egyszer vigyen fel egy csepp gélt pontosan a szemölcsre.

Ha a lábon lévő szemölcsöt bőrkeményedés fedi, tanácsos a lábat először meleg vízben áztatni, majd reszelővel gyengéden ledörzsölni a megkeményedett bőrt a kezelés előtt. Mivel a kezelés után a kezelt bőrfelület érzékenyebbé válhat a nyomásra illetve dörzsölésre, (a kereskedelemben kapható) védőtapasz használata javasolt.

További információ: www.wartner.hu

FONTOS

- Ha a szemölcs kis méretű (gombostűfejnyi), naponta egyszer egy csepp gélt vigyen fel rá
- A Wartner® Szemölcseltávolító stiftben lévő gél igen nagy koncentrációjú. Minden egyes használatkor pontosan megfelelő mennyiséget használjon fel belőle a szemölcs bevonásához.
- A kezelés befejeztével gondosan tisztítsa meg a stift fejét egy zsebkezdővel.
- A gél ne érintkezzen a szemölcs körüli egészséges bőrrel.
- Csak kézen és lábon lévő közönséges szemölcsre használja.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa tisztán a kezelt területet

1795C

CE 0086