

WARTNER®

SI

Pisalo za odstranjevanje kurjih oces
(4 ml e)

Za odstranjevanje kurjih oces in trdovratnih otiščancev

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO, DA BI SE IZOGNILI NEPRAVILNI UPORABI WARTNER PISALA ZA ODSTRANJEVANJE KURJIH OČES.

A. Kaj je Wartner pisalo za odstranjevanje kurjih oces in za kaj se uporablja?

Wartner pisalo za odstranjevanje kurjih oces je medicinski pripomoček, namenjen oskrbi odebeljene kože in sprememb na koži, kot so kurja ocesa ter večji ali trdovratni otiščanci, ki so posledica kroničnega pritiska na kožo (npr. pretesna obutev). Koža se zaradi stalnega trenja odebeli, toda če se pritisk nanjo ne zmanjša, lahko nastanejo boleče spremembe na koži. Wartner pisalo za odstranjevanje kurjih oces vsebuje visoko koncentriran gel za odstranjevanje kurjih oces in otiščancev. Gel iz trikloroacetne kisline (TCA) sproži luščenje kože. Med procesom luščenja bo otiščanec / kurje oko izgini(o) in tvorila se bo nova, zdrava koža.

B. Kaj morate vedeti, preden uporabite pisalo za odstranjevanje kurjih oces?

Medsebojno učinkovanje z drugimi zdravili ni poznano. Znani niso nobeni neželeni učinki, ki bi bili posledica uporabe gela proti kurjim ocesom. Ne uporabljajte istočasno z drugimi terapijami proti kurjim ocesom. Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših

od štiri let. Če imate sladkorno bolezen, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

C. Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo večkrat zavrtite vrh pisala v smeri urnega kazalca, da se bo konica pisala napolnila z gelom in bo vidna prva kapljica. Med naslednjimi nanosi počasi zavrtite vrh pisala, da se prikaže prva kapljica, ki jo nato nežno nanosite na poškodovano kožo. Če po nesreči na poškodovano območje naneseite preveč gela in le-ta pride v stik z zdravo kožo, površino takoj izperite z veliko količine vode in mila, nato pa ponovno previdno nanosite pravo količino gela.

D. Varnostni ukrepi

- Trikloroacetna kislina je zelo jedka. TCA nanosite neposredno na območje spremembe na koži, ne na zdravo kožo v okolici. Če pride gel v stik z zdravo kožo, to lahko povzroči razjedanje, zato morate biti pri nanašanju ZELO PREVIDNI.
- Samo za zunanjo uporabo.
- Izogibajte se stiku z zdravo kožo. Če gel pride v stik z zdravo kožo, jo umijte z veliko mila in vode.
- Pazite, da gel Wartner pisala za odstranjevanje kurjih oces ne pride v stik z obleko, nakitom, tkanino ali pohištvom, saj jih lahko poškoduje.
- V primeru draženja, rdečine ali bolečine področje umijte z veliko mila in vode ter se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Neupštevanje navodil za uporabo lahko povzroči srbečico, bolečino ali pekoč občutek.
- Ne uporabljajte na razdraženi koži ali na koži, ki je okužena, pordela ali kaže katere koli znake vnetja, kot so srbenje ali otekanje.
- V primeru opeklin količinah lahko draži kožo.
- Če kurje oko po štirikratni ponovitvi opisane postopka odstranjevanja ne izgine, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Če ste v dvomih, ali je sprememba na koži kurje oko ali otiščanec, se posvetujte s svojim zdravnikom.

E. Pomembne informacije

- Izdelek uporabljajte skladno z navodili za uporabo. Neprevidno ravnanje lahko povzroči pekoč občutek, bolečino, blage razjede in začasne spremembe barve kože.
- Koža lahko takoj po nanosu začasno postane bela.
- Del kože, kjer ste odstranjevali kurje oko, mora biti zaščit pred neposrednimi UV-zarki in sončno svetlobo.

F. Shranjevanje

Shranjujte na varnem, suhem in temnem, pri sobni temperaturi (15-25°C). Shranjujte nedosegljivo otrokom. Po vsaki uporabi tesno zaprite pokrovček aplikatorja. Po uporabi čopič pisala previdno očistite s papirnatin robčkom in ga zaprite.

Setava

Trikloroacetna kislina

Zadnja revizija navodila: februar 2012.

Serijska številka (LOT) in rok uporabnosti sta označena na pisalu in ovjini.

 **Proizvajalec:**
Medical Brands
Veembroederhof 96,
1019 HC Amsterdam, NL

 **Uvoznik:**
Adriatic BST d.o.o.,
Verovškova 55,
1000 Ljubljana,
Slovenija



Pred odstranjevanjem kurjih oces / otiščancev

Nogo najprej namakajte 5 minut v topli vodi, nato s ploščo previdno obrusite otiščanec. Dobro posušite, da med prizadetim mestom in gелom ne bo vode oz. vlage. TCA-gelom ne nanosite, če koža krvavi ali je poškodovana. Pila ni priložena.



KORAK 2

Počakajte 3 do 5 sekund, da se čopič pisala napolni z gelom.



KORAK 3

Kapljico gela nanosite točno na vrh kurjega ocesa ali otiščanca (pazite, da ne pride v stik z zdravo kožo). V primeru večjih otiščancev / kurjih oces, boste mogoče morali nanesti več kot eno kapljico.



KORAK 4

Počakajte 10 do 15 minut, da se gel posuši, in se nato obujete. Ponovite enkrat dnevno naslednje 4 dni.



KORAK 1

Pisalo držite navpično, tako da je čopič obrnjen navzdol. Počasi zavrtite vrh pisala v smeri urnega kazalca.

Enostavna uporaba v štirih korakih

Po 4 dneh nanašanja gela na prizadeto območje se bo koža luščila še naslednje 4 dni. Oluščeno kožo lahko previdno odstranite z mlačno vodo. Po odstranjevanju se bo oblikovala nova koža (brez oces ali otiščancev). Kurje oko ali otiščanec lahko izgine že v prvem tednu po odstranjevanju. Če kurje oko ali otiščanec ne izgine v celoti, ponovite postopek po štirikratnem premoru. Postopek odstranjevanja lahko ponovite do štirikrat. Po končanem postopku z robčkom previdno obrišite čopič.

CE 0086