

# WARTNER®

## Nasır Kalemi (4ml)

### Yumuşak ve inatçı sert nasırların giderilmesi için

**⚠️ YANLIŞ KULLANIMDAN KAÇINMAK İÇİN WARTNER® NASIR KALEMİ KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN.**

#### A. Wartner® Nasır Kalemi nedir ve ne için kullanılır?

Wartner® Nasır Kalemi, deri üzerindeki sürekli baskı (örneğin ayakkabının çok sıkı olması) nedeniyle oluşan yumuşak ve inatçı sert nasırlar gibi kalınlaşmış derinin ya da deri lezyonlarının tedavisine yönelik bir tıbbi cihazdır. Sürekli sürtünme, deri hücrelerinin çoğalmasın, kalın ve ağrılı lezyonlar gelişmesini tetikler. Wartner® Nasır Kalemi aplikatörü, yüksek düzeyde konsantre nasır giderici jel içerir. TCA Jel, cildin soyulmasını sağlar. Böylece kalınlaşmış deri/nasır kaybolacak ve yeni sağlıklı deri oluşacaktır.

#### B. Nasır Kalemini kullanmadan önce neleri bilmeniz gerekir?

Bilinen diğer ilaçlarla etkileşimi yoktur. Nasır Kalemi kullanımı ile ilişkili olduğu bilinen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Başka bir nasır tedavisi ile birlikte kullanmayın. Gebesiz veya emziriyorsanız bu tedaviyi uygulamadan önce doktoru-

nuza ya da eczacınıza danışın. 4 yaşın altındaki çocuklar kullanamaz. Diyabet hastasıysanız kullanmadan önce doktora danışın.

#### C. Kullanma talimatı

Ürünü ilk defa kullanmadan önce, jelin fırça ucuna tamamen dolmasını sağlamak için kalemin üst kısmını saat yönünde çevirin. İlk damla görülene kadar birkaç kez tamamen çevirmek gerekebilir. İlk uygulamadan sonraki uygulamalarda, kalemin tepesini yavaşça fırça ucuna bir damla gelene kadar çevirin ve sonra tedavi etmek istediğiniz bölgeye nazikçe jeli uygulayın. Eğer yanlışlıkla fazla miktarda jel gelirse ve sağlıklı deri ile temas ederse hemen o bölgeyi bol su ve sabunla yıkayın. Daha sonra dikkatlice yeterli miktarda jel ile uygulama yapın. Kullanımdan sonra fırça ucunda az miktarda jel kalabilir bu nedenle kapağı açarken dikkat edilmelidir.

#### D. Uyarılar

•TCA son derece aşındırıcı bir astittir. TCA jeli direkt olarak sadece tedavi edilmesi gereken bölgeye uygulayın ve sağlıklı deriye değdirmeyin. Eğer sağlıklı deri üzerinde kullanılırsa bir

miktar aşınma söz konusu olabilir bu nedenle TCA jel uygulanırken SON DERECE dikkatli olunmalıdır.

- Sadece harici kullanım içindir.
- Sağlıklı deriye değdirmeyin. Jelin sağlıklı deri ile teması halinde, temas eden bölge bol su ve sabun ile temizlenmelidir.
- Wartner® Nasır Kalemi zarar verebileceği için kıyafetler, takılar, kumaş ve mobilyalar üzerine değdirmeyin.
- İltihap, kızarıklık veya ağrı olması durumunda bölgeyi bol su ve sabun ile temizleyin ve doktor veya eczacınıza danışın.
- Kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulanmaması durumunda cilt tahrişine, ağrı ve yanma hissine sebep olabilir.
- Tahriş olmuş, enfeksiyonlu, kızarmış veya kaşınma ya da şişme gibi herhangi bir enflamasyon belirtisi gösteren cilt üzerinde kullanmayın.
- Jelin aşırı miktarda kullanımı tahriş neden olabilir.
- 4 tedavi programından sonra nasır kaybolmazsa, doktorunuza danışın.
- Cilt sorununun yumuşak veya inatçı sert nasır olup olmadığına dair şüpheleriniz varsa, lütfen doktorunuza danışın.

#### E. Önemli bilgiler

•Formüle aşırı maruz kalınması uygulama yapılan yerin çevresindeki deride yanmaya, acıya, hafif ülserleşme ve renk değiştirmeye neden olabileceğinden ürünün kullanım talimatlarına harfiyen uyularak kullanıl-

ması önemlidir.

- Uygulamadan sonra deri geçici olarak beyaz renk alabilir.
- Tedavi edilen cilt direkt UV ışınlarından ve güneşten korunmalıdır.

#### F. Saklama

Güvenli, kuru ve ışık almayan bir yerde, oda sıcaklığında (15-25°C) saklayın. Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerde saklayın. Kullandıktan sonra kalemin kapağını tekrar sıkı şekilde kapatın. Tedavi tamamlandıktan sonra, kalemi muhafaza etmeden önce bir bezle dikkatlice temizleyin.



Aktif içerik  
Trikloroasetik asit

**Medical Brands**  
Piet Heinhade 199, 1019 HC Amsterdam, NL  
**İthalatçı:** Omega Pharma Kişisel Bakım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1A Ofis Blok 5.Kat Nida Kule Göztepe/İSTANBUL  
Daha fazla bilgi için  
[www.omega-pharma.com.tr](http://www.omega-pharma.com.tr)

Bu kullanım kılavuzu en son Eylül 2012'de düzeltilmiştir.

#### Kullanımı kolay 4 aşamalı uygulama Tedaviden önce



İlk olarak ayağı ılık suda 5 dakika bekletin ve sonra sert nasırı bir ayak törpüsü ile dikkatli şekilde törpüleyin. Wartner® TCA Jel ile nasır arasında su/nem kalmaması için dikkatli şekilde kurulayın. Deride kanama veya çatlak varsa TCA jeli kullanmayın. Kutu içerisinde ayak törpüsü yoktur.



#### AŞAMA 1

Kalemi fırça ucu aşağı gelecek şekilde dik tutun. Jelin fırça ucu uygulama başlığına tamamen dolmasını sağlamak için kalemin tepesini saat yönünde yavaşça çevirin.

#### AŞAMA 2

3-5 saniye boyunca, jelin uç kısmına inmesini bekleyin.

#### AŞAMA 3

Fırçadaki jeli sadece nasır üzerinde dikkatlice uygulayın (etrafındaki sağlıklı deriyle temasından kaçının). Tedavi edilecek bölgenin büyüklüğüne göre bir ya da daha fazla damla yeterli olabilir.

#### AŞAMA 4

Ayakkabılarınızı giymeden önce 10-15 dakika jelin kurumasını bekleyin. 4 gün boyunca günde 1 kez uygulayın.

Uygulamayı izleyen 4 gün boyunca deri soyulacaktır. Soyulan deriyi ılık suyun altında dikkatlice çıkartın. Tedaviden sonra, yeni sağlıklı deri (nasırsız) oluşacaktır. Nasır, tedavinin ilk haftasından itibaren kaybolabilir. Eğer nasır tamamen kaybolmazsa, 4 gün ara verdikten sonra tedaviyi tekrarlayın. Bu tedavi programını en fazla 4 kez tekrarlayabilirsiniz. Tedavi tamamlandıktan sonra, kalemi muhafaza etmeden önce bir bezle dikkatlice temizleyin.

LF01466A

CE 0086

Brand:	Application:	Component Part nr:	Market:	Master text version:	Barcode 1 type:	N/A	Component size (flat):	Diecut nr:	Manufacturer:
Wartner	Applicator	LF01466A	TR	01/09/12	Barcode 1 nr:	N/A	210 x 297 mm	-	Medical Brands
Variant:	Size:	Unit of measurement:	Languages on the component:	Packaging type:	Barcode 2 type:	N/A	Folded size:	PO nr:	Printer:
Corn Pen	4	ml	Turkish	Carton	Barcode 2 nr:	N/A	-	1052	VanEerd
	1:	PANTONE Reflex Blue C	5:	-	Marketing Approval: Name: ..... Date: ..... Signature:	Regulatory Approval: Name: ..... Date: ..... Signature:		www.millergraphics.com	Miller reference nr: 00022434-001.000
	2:	-	6:	-					
	3:	-	7:	-					
	4:	-	8:	-					
Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:
0	21.11.2013	1	13.01.2014	2	22.01.2014	3	05.02.2014	4	-

FOR APPROVAL - Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.