

Tırnak mantarının tedavisi için tıbbi cihaz

Nailexpert by Wartner'in kullanımı

Nailexpert by Wartner tırnak mantarı veya mantar enfeksiyonuna (hem mayalı hem küflü) meyilli tırnakların tedavisi ve korunması için tıbbi bir cihazdır. Ayak ve el tırnaklarının tedavisi için geliştirilmiştir. Hafif ila orta şiddetli onikomikoz tedavisi içindir. Preparat özellikle mantarların (mikoz) bulunduğu ortamlara (yüzme havuzları, spor alanları, saunalar, umumi duşlar vb.) maruz kalmış hastalara tavsiye edilir. Nailexpert by Wartner sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.

Tedavi yöntemi

Nailexpert by Wartner benzersiz formülü (DS12 complex TM) ve uygulama fırçası ile yeni, hedefli tedavi sağlayan tıbbi bir cihazdır. Nailexpert tırnak mantarını hızla aşağıdaki şekilde tedavi eder:

1. Enfeksiyonun büyümesini ve daha fazla yayılmasını önler (kullanıcı veya diğer kişilere)

- tırnak üzerinde geçirgen olmayan bir ortam yaratıp enfeksiyonun diğer tırnaklara bulaşmasını engelleyecek özel gelişmiş bir film tabakası oluşturarak.

2. Tırnağın yenilenmesini ve sağlığa kavuşabilmesini kolaylaştırır

- nemlendirme ve besleme özelliği olan aktif içeriği sayesinde.

Enfeksiyonun daha fazla yayılmasını ve büyümesini engelleyen etki mekanizması film oluşturu silikon yağların temelinde dayanmaktadır. İçerdiği silikonlar film tabakası oluşturma özelliğine sahip olup tırnaklar üzerinde geçirgen olmayan bir tabaka meydana getirirler. Bu film tabakası tırnakları onikomikoz ve cilt hastalıklarına sebep olan diğer mantarlara (dermatofit) karşı korur. Önceden var olan mantarların yüzeyini lipofilik ve hidrofobik bir film kaplayarak yaşamlarını ve gelişmelerini sağlayan oksijene ve diğer besin maddelerine ulaşmalarını engeller.

Ayrıca Nailexpert by Wartner gliserin ile birleşerek tırnağı yeniden canlandıran, nemlendirip besleyerek sağlığa kavuşmasını sağlayan d-panthenol içerir.

Uygulama

- 1) Kullanmadan önce ellerinizi ve ayaklarınızı tercihen sabunsuz hafif, yüzey aktif bir preparatla yıkayın. Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
- 2) Preparat temiz ve ojesiz tırnağa uygulanmalıdır (aseton kalıntısı olmamasına dikkat edilmelidir).
- 3) Mantardan etkilenmiş bölgeye özel fırça aplikatörü kullanarak karışımdan yeterli miktarda uygulayın. Aplikatör yeterli dozajı garanti edecek şekilde ayarlıdır.
- 4) Mantardan etkilenmiş bölgeye uygulayın ve kurumaya bırakın. 2 kere tekrarlayın.
- 5) Günde iki defa uygulayın.
- 6) Tedavi sırasında oje, pudra, sprej, vb. ürünler kullanmayın, aksi takdirde preparatın etkisi azalabilir.
- 7) Tedavi tüm tırnak mantarı semptomları azalana veya paket bitene kadar devam etmelidir. Tedavi süresi genelde 4-12 hafta olmasına rağmen, bu süreç tırnağın uzamasına göre değişebilir. 4 haftadan sonra gözle görülür sonuçlar.

400 kullanım içindir.

Uyarılar

Nailexpert by Wartner sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.

Açık yaralar üzerinde kullanmayın.

Paket hasar görmüşse kullanmayın.

Amacı dışında kullanmayın.

Belirtilenden farklı bir amaç (örn. Çocuklar için) için kullanılması durumunda doktora danışılmalıdır.

Preparatın çocuklar tarafından kazara yutulması durumunda ambalajı da göstermek suretiyle acilen doktorunuza başvurun.

Paketin üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın!

Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

Herhangi bir şüphede doktorunuza danışın ve ürünü gösterin.

Kontrendikasyonlar

Preparat genelde iyi tolere edilmektedir. Diğer ürünlerle veya ilaçlarla etkileşimi gözlenmemiştir. Buna rağmen doktorunuza sormadan endikasyonları aynı olan başka ürünlerle birlikte kullanmayın. Herhangi bir yan etki veya anormal bir durum görülmesi halinde doktorunuza danışın ve ürünü gösterin.

İçindekiler: Aqua, Cyclomethicone, Glycerin, D-Panthenol, Sodium Dihydroxycetyl Phosphate, Sodium Bicarbonate, Dimethiconol, Alcohol denat., Lactic Acid, Hydrogen Peroxide, C.I.77820, C.I.77400.

Saklama

Oda sıcaklığında karanlık ve kuru bir yerde muhafaza edin (5°C – 25°C).

Paket

- 4 ml aplikatörlü tüp
- Kullanma kılavuzu

4 haftalık kullanımdan sonra klinik testlerle kanıtlanmış sonuçlar:

- Tırnak yüzeyi gözle görülür şekilde düzelir (pürüzsüz yüzey, kuruluk ve kırılabilirlikte azalma).
- Daha kolay kesilebilen ve törpülenebilen yumuşak tırnaklar.
- Kaşıntıdan kurtulma.

Teste tabi tutulan hastalar preparatı tavsiye edildiği şekilde kullanmışlardır. Preparatın tüketim süresi mantardan etkilenen alanın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Daha fazla bilgi için: www.omega-pharma.com.tr