

# WARTNER®

BG

Писалка за премахване на  
мазоли (4ml)

## За премахване на мазоли и кожни втвърдявания

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА  
ЛИСТОВКА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕПРАВИЛНА  
УПОТРЕБА НА ПИСАЛКАТА СРЕЩУ МАЗОЛИ  
WARTNER®

### А. Какво представлява писалката срещу мазоли Wartner® и за какво се използва?

Писалката срещу мазоли Wartner® е  
медицинско изделие, предназначено  
за третиране на удебелена кожа или  
кожни лезии, като мазоли, упорити  
и рецидивирани мазоли, които са  
причинени от постоянен натиск върху  
кожата (например, при носене на обувки,  
които са твърде тесни). Постоянното  
триене стимулира удебеляването на  
кожата, за да се образува защита, но  
ако натискът продължи, това може да  
доведе до болезнени лезии. Писалката  
срещу мазоли Wartner® съдържа силно  
концентриран гел за премахване на мазоли  
и кожни втвърдявания. Гелът, съдържащ  
трихлороцетна киселина, предизвиква  
белене на кожата. Когато това се случи,  
удебелената кожа/ мазолът ще изчезне,  
а на негово място ще се формира нова,  
здрава кожа.

### Б. Какво трябва да знаете, преди да използвате писалката срещу мазоли Wartner®?

Не е известно взаимодействие с лекарства.  
Не са известни нежелани реакции,  
свързани с използването на писалката  
срещу мазоли Wartner®. Да не се използва  
заедно с друго лечение на мазоли. В случай  
на бременност и кърмене, консултирайте  
се с Вашия лекар или фармацевт преди  
да започнете лечение. Да не се използва  
при деца на възраст под четири години.  
Консултирайте се с лекар, ако сте диабетик.

### В. Инструкции за употреба

Преди първоначалното използване е  
необходимо напълно да завъртите върха  
на стика по посока на часовниковата

стрелка, така че гелът да се зареди във  
върха на четката. Може да са необходими  
няколко пълни завъртания, докато се  
покаже първата капка. По време на  
следващите използвания, бавно завъртете  
върха, докато се формира капка, и след  
това внимателно използвайте гела върху  
засегнатата област. Ако случайно излезе  
твърде голямо количество гел и попадне  
върху здрава кожа, незабавно измиете  
цялата област с много вода и сапун и след  
това внимателно поставете отново гела.  
Имайте предвид, че след употреба е  
възможно в капачката да има остатъци от  
гела, поради което трябва да се внимава  
при следващо отваряне.

### Г. Предпазни мерки

- Гелът, съдържащ трихлороцетна  
киселина е силно корозивен.  
Прилагайте този гел единствено върху  
областта, която ще бъде третирана и  
не докосвайте здравата кожа. Ако се  
използва върху здрава кожа, може да  
доведе до известна степен на корозия,  
поради това е необходимо **ПОВИШЕНО**  
внимание, когато се прилага гел,  
съдържащ трихлороцетна киселина.
- Само за външна употреба.
- Не докосвайте здрава кожа. В случай,  
че гелът попадне върху здрава кожа,  
почистете мястото с много вода и сапун.
- Пазете гела срещу мазоли Wartner®  
далеч от дрехи, бижута, текстил или  
мебели, тъй като той може да ги  
повреди.
- В случай на раздразнение, зачервяване  
или болка, почистете областта с  
обилно количество вода и сапун, и  
се консултирайте с Вашия лекар или  
фармацевт.
- Неспазването на инструкциите за  
употреба може да доведе до кожно  
раздразнение, болка и чувство на  
парене.
- Не използвайте върху раздразнена  
кожа, или кожа, която е инфицирана,  
зачервена или показваща признаци на  
възпаление, като сърбеж или подуване.
- Прекомерни количества от продукта  
може да доведат до раздразнение.
- Ако мазолът не изчезне след 4  
приложения, моля консултирайте се с  
Вашия лекар.
- Ако имате съмнения дали Вашето

кожно образувание е мазол, моля  
консултирайте се с Вашия лекар.

### Д. Важна информация

- Важно е да използвате продукта,  
точно както е описано в инструкцията,  
тъй като прекомерното приложение  
може да доведе до временно парене,  
болка, леко разраняване и временно  
обезцветяване на кожата около мазола.
- Кожата може да побелее временно след  
приложение.
- Третираната кожа трябва да бъде  
защитена от директно излагане на UV  
лъчи и слънце.

### Е. Съхранение

Съхранявайте на безопасно, сухо и тъмно  
място, при стайна температура (15-25°C).  
Пазете далеч от погледа и досега на  
деца. Затваряйте писалката плътно след  
всяка употреба. След като третирането  
приключи, внимателно почистете  
писалката с хартиена кърпичка преди да я  
приберете.

### Активна съставка:

Трихлороцетна киселина

Дата на последно преразглеждане на  
инструкцията за употреба: Септември  
2012 г.

Номерът на партида и срока на годност са  
указани на опаковката и писалката.

Повече информация на следния адрес:  
[www.wartner.com](http://www.wartner.com)

**Производител:**  
Medical Brands  
Piet Heinkade 199,  
1019 HC Amsterdam  
Холандия



**Дистрибутор:**  
Либра ЕАД  
ул. Околовръстен път 199А  
1700 София  
България

Стинг АД,  
бул. "Асен Йорданов" 6,  
1592 София  
България

## Лесен за приложение в 4 стъпки



### Преди употреба

Първо, потопете крака във  
вода за 5 минути и след това  
внимателно изтърчете  
мазола с пилта. Изсушете  
напълно, така че няма  
вода/влага между мазола  
и гела Wartner®, съдържащ  
трихлороцетна киселина. Не  
използвайте гела, съдържащ  
трихлороцетна киселина,  
когато кожата кърви или  
е наранена. Пилата не е  
включена.



### СТЪПКА 1

Дръжте писалката  
вертикално, така че върха  
на четката да сочи надолу.  
Бавно завъртете въртящата  
част на върха на писалката  
по посока на часовниковата  
стрелка, за да заредите гела  
за употреба.



3-5 сек.

### СТЪПКА 2

Нека гелът да достигне до  
върха на писалката, което ще  
отнеме от 3 до 5 секунди.



### СТЪПКА 3

Внимателно приложете  
гела точно върху мазола  
(избягвайте да докосвате  
здравата кожа около него).  
В зависимост от обема на  
областта за третиране, могат  
да са необходими една или  
повече капки от гела.



10-15  
мин.

### СТЪПКА 4

Нека гелът да изсъхне за  
около 10-15 минути, преди  
да обуете обувки.  
Повтаряйте веднъж дневно в  
продължение на 4 дни.

След 4-дневното лечение, кожата ще  
се обели в рамките на следващите 4  
дни. Можете да премахнете белещата  
се кожа внимателно с хладка вода.  
След третирането ще се образува  
нова, здрава кожа (без мазоли).  
Мазолите може да изчезнат още след  
първата седмица на употреба. Ако  
мазола не изчезне напълно, повторете  
приложението след четиридневна  
почивка. Може да повторите  
третирането до 4 пъти по тази схема.

След като приключите с всяко  
третиране, внимателно почистете  
писалката с хартиена кърпичка преди  
да я приберете.

CE 0086